

Кроличьи Мат К Фосфо-Sirt1-S47 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Eb6

Артикул: CM0001125



введение

Кроличий моноклональный антитело к фосфо-SIRT1 (Ser47), валидированный для ВБ и ИФА. Обнаруживает человеческий SIRT1 при ~82 кДа. Идеально подходит для изучения NAD-зависимой деацетилирования, метаболизма, апоптоза и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи МАТ к фосфо-SIRT1-S47
Примечания/Псевдоним	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Phospho-SIRT1-S47
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23411
ID гена	23411
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S47 человеческого SIRT1 (Q96EB6)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	Q96EB6
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка со льдом