


Фосфо-Smad1-S206 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa — Q15797

Артикул: CM0001085



введение

Фосфо-Smad1 (Ser206) кроличья поликлональная антитело, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает Smad1 человека, мыши и крысы, фосфорилированный по серину 206. Подходит для исследования сигнального пути BMP и изучения фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad1-S206 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
Вид	Человек
ID гена (человек)	4086
ID гена	4086
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области S206 Smad1 человека (NP_005891.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15797
Молекулярная масса белка	52кДа
Доставка	С ледяным пакетом