


Фосфо-Smad2 (S245/S250/S255) Кроличье Mab Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15796

Артикул: CM0001588



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному Smad2-S245/S250/S255, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Распознает фосфорилированный SMAD2, ключевой трансдюсер сигнального пути TGF-бета. Идеально для изучения передачи сигналов, подавления опухолей и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad2-S245/S250/S255 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S245/S250/S255
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4087
GeneID	4087
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S245, S250 и S255 человеческого Smad2 (Q15796)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15796
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом