


Фосфо-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - Q15796 / P84022

Артикул: CM0001236



введение

Кроличье поликлональное антитело против двойного фосфорилирования Smad2 (S465/467) и Smad3 (S423/425).

Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для изучения сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	4087/4088
Идентификатор гена	4087/4088
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S465 и S467 человеческого Фосфо-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425SMAD2 (NP_005892.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q15796/P84022
Молекулярная масса белка	48 кДа/52 кДа/25 кДа/35 кДа/43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом