


Фосфо-Smad2-S465/S467 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа — Q15796

Артикул: CM0000494



введение

Фосфо-Smad2-S465/S467 кроличья поликлональная антитело для вестерн-блота и ИФА. Направлена на активированный TGF-бета Smad2 в образцах человека и мыши (~52 кДа). Идеально подходит для исследования передачи сигналов в клетке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad2-S465/S467 кроличья пAb
Примечания/Альтернативные названия	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Вид	Человек
ID гена (человек)	4087
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S465 и S467 Smad2 человека (NP_005892.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15796
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет