


Фосфо-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Кроличьи Мат Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15796/P84022

Артикул: CM0001508



введение

Фосфо-Smad2 (S465/S467) и Smad3 (S423/S425) кроличьи мАт специфически обнаруживают активированный SMAD2/3 в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований сигнального пути TGF-бета. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 кроличьи мАт
Примечания/Псевдонимы	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Фосфо-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4087/4088
ID гена	4087/4088
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S465 и S467 человеческого SMAD2 (NP_005892.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15796/P84022
Молекулярный вес белка	48кДа/52кДа/25кДа/35кДа/43кДа
Доставка	Сумка со льдом