


Фосфо-Smad2-T220 Кроличья Поликлональная Антитело - Q15796

Артикул: CM0000743



введение

Фосфо-Smad2-T220 кроличья pAb — это кроличье поликлональное антитело, которое обнаруживает эндогенный уровень SMAD2 только в фосфорилированном состоянии по треонину 220. Валидировано для ВБ, ИГК-П, ИФА, реагирует с пробами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad2-T220 кроличья pAb
Примечания/Альясы	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
Вид	Человек
ID гена (человек)	4087
ID гена	4087
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T220 Smad2 человека (NP_005892.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15796
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет