


Фосфо-Smad5 (S463/S465) Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99717

Артикул: CM0001901



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против Smad5, фосфорилированного по остаткам S463/S465. Валидировано для образцов человека в методах Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для исследований сигнального пути BMP, биологии развития и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Smad5-S463/S465 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4090
ID гена	4090
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S463 & S465 человеческого Smad5 (Q99717).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	Q99717
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом