


Кроличий Моноклональный Антитело К Фосфо-Smad5-S465 Для Wb, Elisa - Q99717

Артикул: CM0001345



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Smad5-S465, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает эндогенный Smad5, фосфорилированный по Ser465, в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути BMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к фосфо-Smad5-S465
Примечания/Псевдоним	DWFC; JV5-1; MADH5; Фосфо-Smad5-S465
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4090
GeneID	4090
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S465 человеческого Smad5.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99717
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Пакет со льдом