

Фосфо-Smc1-S957 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14683

Артикул: CM0001677



введение

Специфическое к фосфо-SMC1 pS957 кроличье моноклональное антитело для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным SMC1A. Идеально подходит для изучения сцепления хромосом и путей репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-SMC1-S957 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Фосфо-SMC1-S957
Вид	Человек
GeneID	8243
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S957 человеческого SMC1 (Q14683)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14683
Молекулярный вес белка	143 кДа
Доставка	Сумка со льдом