

Phospho-Smo-S616 Rabbit Pab - Q99835

Артикул: CM0000448



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против фосфорилированного белка Smoothened (SMO) в положении Ser616. Валидировано для WB, DB и ELISA на образцах человека; идеально подходит для исследований сигнального пути хеджхог и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SMO-S616 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S616
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6608
GeneID	6608
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99835
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом