

## Фосфо-Sp1 (T739) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга - P08047

Артикул: CM0000921



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному Sp1 (Thr739). Валидированы для Вестерн-блоттинга на образцах человека, мыши и крысы. Sp1 — ключевой фактор транскрипции, регулирующий рост клеток, апоптоз и циркадные ритмы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-SP1-T739 Кроличьи pAb                                                     |
| Примечания/Алиасы         | SP1; Фосфо-SP1-T739                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                         |
| ID гена                   | 6667                                                                            |
| Иммуноген                 | Фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку вокруг T739 белка SP1 человека |
| Источник                  | Кролик                                                                          |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                      |
| Применение                | WB (Вестерн-блоттинг)                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                            |
| SWISS                     | P08047                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 81 кДа                                                                          |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                               |