

Фосфо-Src Семейство-Y416 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Артикул: CM0000909



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный Tyr416 киназ семейства SRC (SRC, FYN, YES1, LYN, HCK, LCK). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально для изучения клеточной сигнализации в онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-SRC семейство-Y416 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Вид	Человек
GenelD (Человек)	6714/2534/3932/7525/3055/4067
GenelD	6714/2534/3932/7525/3055/4067
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y416 семейства SRC человека (NP_005408.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	В пакете со льдом