


Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Src-Y419 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P12931

Артикул: CM0000997



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против Src Tyr419. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследования активации киназы Src и трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Phospho-Src-Y419 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, Phospho-Src-Y419
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6714
ID гена	6714
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y419 человеческого SRC (P12931)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P12931
Молек белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодильник