


Кроличья Рab К Фосфо-Src-Y529 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12931

Артикул: CM0001685



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, направленное против Src в позиции Tyr529, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения регуляции и сигналинга киназы Src.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к фосфо-Src-Y529
Примечания/Псевдонимы	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6714
GeneID	6714
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12931
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом