


Кроличыи Моноклональные Антитела К Фосфо-Stat1-Y701 Для Вб И Ифа - P42224

Артикул: CM0000625



введение

Кроличыи моноклональные антитела к фосфо-STAT1-Y701 для детекции активированного STAT1 в вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает фосфорилированный по Tyr701 STAT1 человека, мыши и крысы. Незаменимый инструмент для изучения интерфероновой сигнализации, путей JAK-STAT и противовирусных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ к фосфо-STAT1-Y701
Примечания/псевдонимы	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
Вид	Человек
ID гена (человек)	6772
ID гена	6772
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y701 STAT1 человека (P42224).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42224
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Холодильный пакет