

Фосфо-Stat2-Y690 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P52630

Артикул: CM0001481



введение

Поликлональные кроличьи антитела, распознающие фосфорилированный STAT2 в положении Tyr690. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для изучения сигнального пути интерферона, противовирусных ответов и митохондриальной динамики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STAT2-Y690 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Фосфо-STAT2-Y690
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6773
ID гена	6773
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y690 человеческого STAT2
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52630
Молекулярный вес белка	98кДа
Доставка	Пакет со льдом