

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Stat3-S727 Для Вб, Ип, Игс-П, Ифа - P40763

Артикул: CM0000534



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, распознающее фосфорилированный по серину 727 STAT3. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальной передачи и регуляции транскрипции с участием STAT3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Фосфо-STAT3-S727, кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-S727
Вид	Человек
ID гена (человек)	6774
ID гена	6774
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S727 человеческого фосфо-STAT3-S727 (NP_644805.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИГС-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами