

Фосфо-Stat3-Y705 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, IF-P, IHC-P, Elisa - P40763

Артикул: CM0000686



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к Фосфо-STAT3-Y705 для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA. Валидировано на материале человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигналинга STAT3 и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STAT3-Y705 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6774
GeneID	6774
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y705 человеческого STAT3 (NP_644805.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом