

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Stat3-Y705 — P40763

Артикул: CM0000979



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к фосфо-STAT3 (Tyr705), валидированное для методов WB, IP, ELISA. Специфично для человеческого STAT3, обнаруживает фосфорилирование в сайте активации Y705. Подходит для исследований передачи клеточных сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-STAT3-Y705
Примечания/Синонимы	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Вид	Человек
ID гена	6774
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области Y705 человеческого STAT3 (NP_644805.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом