

Фосфо-Stat3-Y705 Кроличья Поликлональная Антитело Для ВБ, Игх-П, Ифа - P40763

Артикул: CM0001549



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, нацеленное на STAT3, фосфорилированный по остатку Y705, валидировано для применения в ВБ, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути JAK/STAT и pathways иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STAT3-Y705 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Вид	Человек
ID гена (человек)	6774
ID гена	6774
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом