


Фосфо-Stat5A-Y694 Кроличья Моноклональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Ифа — P42229

Артикул: CM0001136



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному STAT5A по тирозину 694. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнализации STAT5A в цитокиновых ответах и при лактации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STAT5A-Y694 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Вид	Человек
GeneID	6776
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y694 человеческого Stat5 (P42229).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42229
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором