


Кроличья Раb К Фосфо-Stat5A-Y694 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P42229

Артикул: CM0001004



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-STAT5A-Y694 для Вестерн-блоттинга, ИФА. Валидировано на человеке. Нацелено на фосфорилированный STAT5A в позиции Y694, участвует в передаче сигналов цитокинов и транскрипции. Идеально подходит для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к фосфо-STAT5A-Y694
Примечания/Псевдоним	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6776
GeneID	6776
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y694 человеческого STAT5A (NP_001275647.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42229
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	Ледяной пакет