

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Stat6-Y641 — P42226

Артикул: CM0001747



введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-STAT6-Y641 специфически распознают STAT6, фосфорилированный по остатку Y641. Подходят для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Важный инструмент для исследования сигнальных путей IL-4/STAT6 и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-STAT6-Y641
Примечания/Синонимы	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Фосфо-STAT6-Y641
Вид	Человек
GeneID (человек)	6778
GeneID	6778
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y641 STAT6 человека (NP_003144.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42226
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом