

Фосфо-Статмин 1-S38 Кроличья Поликлональная Антитело - P16949

Артикул: CM0001020

введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, направленное против Статмина 1 pS38. Валидировано для ВБ и ИФА; реагирует с человеческим, мышинным и крысиным материалом. Идеально подходит для исследований динамики микротрубочек и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Статмин 1-S38 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S38
Вид	Человек
ID гена (человек)	3925
ID гена	3925
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S38 человеческого Статмина 1 (NP_001138926.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16949
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	С ледяным пакетом