

Фосфо-STING/Tmem173-S365 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вб, Ифа — Q3Tbt3

Артикул: CM0001556



введение

Фосфо-STING/TMEM173-S365 кроличье моноклональное антитело для вестерн-блота и ИФА. Специфически распознает мышиный STING, фосфорилированный по серину 365 — критическому маркеру активации в сигнальном пути врожденного иммунитета cGAS-STING.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STING/TMEM173-S365 кроличье мКА
Примечания/алиасы	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	340061
GeneID	72512
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S365 мышинного STING (NP_082537.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3TBT3
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовой пакет