

Фосфо-Sting/Tmem173-S365 Кроличья Pab - Q3Tbt3

Артикул: CM0001312



введение

Фосфо-STING/TMEM173-S365 кроличья pAb обнаруживает фосфорилированный мышинный STING в положении S365 с перекрестной реакцией на человеческий. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), это антитело помогает в исследованиях врожденного иммунитета и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STING/TMEM173-S365 кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik; Фосфо-STING-S365
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	340061
GeneID	72512
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S365 мышинного STING (NP_082537.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q3TBT3
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом