

Фосфо-Sting/Tmem173-S366 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Wv6

Артикул: CM0001798



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфорилированного STING/TMEM173 (Ser366) для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на фосфорилированный по Ser366 человеческий STING/TMEM173 — ключевой адаптерный белок в сигналинге врожденного иммунитета и индукции интерферона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STING/TMEM173-S366 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Вид	Человек
ID гена (Человек)	340061
ID гена	340061
Иммуноген	Синтетический пептид - Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S366 человеческого STING/TMEM173 (NP_938023.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86WV6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике