


Фосфо-Stk11-S334 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15831

Артикул: CM0001431



введение

Фосфо-STK11-S334 Кроличий поликлональный антитело обнаруживает человеческий STK11, фосфорилированный по Ser334, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; идеально подходит для изучения подавления опухоли, метаболизма клеток и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STK11-S334 Кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	PJS; LKB1; hLKB1; Фосфо-STK11-S334
Вид	Человек
Идентификатор гена	6794
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе S334 человеческого STK11 (NP_000446.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15831
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом