


Фосфо-Stk11 (S428) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa — Q15831

Артикул: CM0001528



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-STK11 (S428) для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с STK11 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути LKB1 при изучении рака, метаболизма и клеточной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STK11-S428 Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S428
Вид	Человек
ID гена (человек)	6794
ID гена	6794
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S428 человеческого STK11 (NP_000446.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15831
Молекулярная масса белка	49кДа
Доставка	С холодоэлементом