

Фосфо-Syk-Y323 Кроличья Поликлональная Антитело Для ВБ, Иф/Икк - P43405

Артикул: CM0001184



введение

Фосфо-Syk-Y323 кроличья поликлональная антитела обнаруживает человеческую Syk, фосфорилированную по тирозину 323. Подходит для вестерн-блоттинга (ВБ) и иммунофлуоресценции (ИФ/ИКК), нацелена на тирозинкиназу селезенки, участвующую в иммунной сигнализации и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Фосфо-Syk-Y323 кроличья пАт
Примечания/алиасы	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
Вид	Человек
GeneID (человек)	6850
GeneID	6850
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43405
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодильный пакет