


Кроличье Поликлональное Антитело К Фосфо-Tak1 (S412) - O43318

Артикул: CM0001701



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфо-TAK1 (S412), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на ключевую MAP3K, участвующую в сигнальных путях TGF- β , IL-1 и TLR, необходимую для активации NF- κ B и JNK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к фосфо-TAK1-S412
Примечания/Альтернативные названия	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Фосфо-TAK1-S412
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6885
GeneID	6885
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43318
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом