


Моноклональное Кроличье Антитело К Фосфо-Тau (S214) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P10636

Артикул: CM0000904



введение

Моноклональное кроличье антитело к фосфо-Тau (S214) для детекции фосфорилированного протеина Тау в образцах человека и мыши методами WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для исследований нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к фосфо-Тau (S214)
Примечания/Алиасы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau (S214)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: Фосфорилированный синтетический пептид, соответствующий остаткам в области S214 человеческого протеина Тау.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом