

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Tau-S262 - P10636

Артикул: CM0000530



введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-Tau-S262 выявляют белок Tau, фосфорилированный по остатку Ser262. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Валидированы для методов WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Предназначены для использования в исследованиях нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-Tau-S262
Примечания/Синонимы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S262
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S262 белка Tau (NP_058518.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом