

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Тau (Ser198/Ser199/Ser202) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10636

Артикул: CM0001557



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого Тау, фосфорилированного по положениям Ser198/Ser199/Ser202. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для изучения тауопатий и исследований нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4137
ID гена	4137
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	В ледяном пакете