

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Tau (Ser404) - P10636

Артикул: CM0001907



введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-Tau (Ser404), валидированные для методов WB, IF-P, ELISA. Обнаруживают тау-белок человека, мыши и крысы, фосфорилированный по остатку Ser404. Подходят для исследований болезни Альцгеймера и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-Tau (Ser404)
Примечания/Синонимы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser404
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S404 тау-белка человека (NP_005901.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса	79 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом