

Фосфо-Тau-T181 Кроличьи Mab Для Wb, Elisa - P10636

Артикул: CM0001891



введение

Фосфо-Тau-T181 кроличий моноклональный антитело специфически обнаруживает человеческий Tau, фосфорилированный по T181. Идеально подходит для Western Blot и ELISA в исследованиях нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тau-T181 кроличьи mAb
Примечания/Псевдонимы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Фосфо-Тau-T181
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе T181 человеческого Фосфо-Тau-T181 (NP_001190181.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10636
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом