

Фосфо-Тау-T181 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блота И Ифа - P10636-5

Артикул: CM0000484

введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-Тау-T181, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает фосфорилированный белок Тау человека и мыши в положении T181, подходит для исследований болезни Альцгеймера и таупатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тау-T181 кроличья pAb
Примечания / Алиасы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10636-5
Молекулярная масса белка	32-45кДа/78-80кДа
Доставка	Холодильный пакет