

Фосфо-Тau-T181 Кроличья Поликлональная Антитело (Вестерн-Блоттинг, Иф, Ифа) - P10636

Артикул: CM0001056



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело против Tau, фосфорилированного по Thr181. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА; реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Ключевой реагент для исследований болезни Альцгеймера и таупатий в рамках IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тau-T181 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Вид	Человек
GenelD (Человек)	4137
GenelD	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T498 человеческого Tau (NP_058519.3?)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом