

Фосфо-Тau-T217 Кроличий Mab Для Wb, Elisa - P10636-8

Артикул: CM0000670

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против фосфо-Тau (Thr217), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Специфически обнаруживает человеческий тау, способствуя исследованиям болезни Альцгеймера и тауопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тau-T217 кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Фосфо-Тau-T217
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T217 человеческого Tau
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10636-8
Молекулярный вес белка	33-46kDa/79-81kDa
Доставка	Сумка со льдом