

Фосфо-Тau-T231 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10636

Артикул: CM0001205



введение

Поликлональное антитело кролика против Фосфо-Тau-T231, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает мышинные и крысиные виды. Нацелено на связанный с болезнью Альцгеймера фосфо-эпитоп белка Тау человека (79 кДа). Идеально для исследований в нейронауках и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тau-T231 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	В пакете со льдом