


Фосфо-Тau-T231 Кроличья Поликлональная Антитела - P10636

Артикул: CM0000701



введение

Фосфо-Тau-T231 кроличья поликлональная антитела (P10636) специфически детектирует фосфорилированный Тау по остатку T231 у человека и мыши. Подходит для ВБ и ИФА. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера и тауопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тau-T231 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Вид	Человек
ID гена	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области T548 Тау человека (NP_058519.3?)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет