


Кроличыи Rab К Фосфо-Tifa-T9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Cg3

Артикул: CM0001897



введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфически распознающие человеческий TIFA, фосфорилированный по Thr-9, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживающие белок-адаптор врожденного иммунитета массой 21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи rAb к фосфо-TIFA-T9
Примечания/Псевдонимы	T2BP; T6BP; TIFAA; Фосфо-TIFA-T9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	92610
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T9 человеческого TIFA (NP_443096.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96CG3
Молекулярный вес белка	21 кДа
Доставка	Сумка со льдом