

Фосфо-Тр73-Y99 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа - O15350

Артикул: CM0000692



введение

Фосфо-TP73-Y99 кроличья поликлональная антитело для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает человеческий фосфо-p73 по Tyr99. Идеально подходит для исследований апоптоза, повреждения ДНК и дифференцировки легких. Валидировано на человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-TP73-Y99 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Псевдонимы	P73; CILD47; Phospho-TP73-Y99
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7161
GeneID	7161
Иммуноген	Синтетический пептид, фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам вокруг Y99 человеческого TP73
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15350
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Айс-пак