


## Фосфо-Тук2 (Y1054/1055) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P29597

Артикул: CM0001799



### введение

Фосфо-Тук2 (Y1054/1055) кроличье поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует Тук2 человека, мыши и крысы. Идеально для исследования передачи сигналов цитокинов и интерферонов, роста клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-Тук2-Y1054/1055 Кроличье pAb                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | JTK1; IMD35; Фосфо-Тук2-Y1054/1055                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                       |
| ID гена (Человек)                  | 7297                                                                                          |
| ID гена                            | 7297                                                                                          |
| Иммуноген                          | Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1054 & Y1055 белка Тук2 человека (NP_003322.3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                        |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                   |
| SWISS                              | P29597                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 134 кДа                                                                                       |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                         |