


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфорилированному Тирозингидроксилазе-S40 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P07101

Артикул: CM0001383



введение

Кроличья pAb к фосфорилированному тирозингидроксилазе-S40 обнаруживает фосфорилированный тирозингидроксилазу в положении Ser40. Подходит для WB и ELISA, перекрестно реагирует с крысой. Идеальный инструмент для исследований катехоламинов и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TYH; DYT14; DYT5b; Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7054
GeneID	7054
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S40 человеческого тирозингидроксилазы (NP_000351.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P07101
Молекулярный вес белка	45-59 кДа
Доставка	В ледяном пакете