


Фосфо-Убиквитин (Ser65), Кроличье Моноклональное Антитело Для ВБ, Иф/Икк, Ифа — P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Артикул: CM0004137



введение

Фосфо-убиквитин (Ser65), кроличье моноклональное антитело, валидированное для применения в ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Специфично связывается с человеческим убиквитином, фосфорилированным по серину 65. Идеально подходит для изучения сигнальных путей с участием убиквитина и путей протеасомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Ubiquitin-S65 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
Вид	Человек
ID гена (человек)	6233/7311/7314/7316
ID гена	6233/7311/7314/7316
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S65 человеческого убиквитина (NP_002945.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Молекулярная масса белка	18 кДа/15 кДа/26 кДа/77 кДа
Доставка	Холодовой пакет