

Кроличья Рab К Фосфо-ULK1-S467 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - O75385

Артикул: CM0001884



введение

Фосфоспецифические кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на ULK1 (S467), ключевую киназу аутофагии. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА с реактивностью к белкам человека и мыши. Идеально подходят для исследований аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ULK1-S467 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S467
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8408
GeneID	8408
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S467 человеческого ULK1 (NP_003556.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75385
Молекулярный вес белка	113 кДа
Доставка	Сумка со льдом