

Фосфо-ULK1-S555, Кроличьи Поликлональные Антитела, Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 075385

Артикул: CM0001170



введение

Фосфо-ULK1-S555 кроличьи поликлональные антитела специфически детектируют фосфорилированный ULK1 в положении Ser555. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека. Идеально подходят для исследования аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ULK1-S555, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Вид	Человек
GeneID	8408
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S555 человеческого ULK1 (NP_003556.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	075385
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодовой пакет