

Фосфо-ULK1-S638 Кроличье Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75385

Артикул: CM0001341



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфо-ULK1 (Ser638) для исследований аутофагии. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с образцами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ULK1-S638 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Фосфо-ULK1-S638
Вид	Человек
GeneID (человек)	8408
GeneID	8408
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг S638 человеческого ULK1 (NP_003556.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75385
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом